

Moorkissen „Dental“

Anwendung überwiegend zur Kältetherapie. Dieses Kissen ist eigens zur Behandlung kleinerer Partien entwickelt, so zum Beispiel im Kieferbereich und bei Insektenstichen.

Art.-Nr.: EK 50 100x100 mm
8,90 €



Moorkissen „Classic“

Anwendung zur Wärme- und Kältetherapie. Vielseitig einsetzbar z.B. für Gelenke und bei Sportverletzungen. Auch als Wärmflasche für Kinder eignet sich dieser Alleskönner.

Art.-Nr.: JK 100 200x200 mm
12,90 €



Moorkissen „Vario“

Anwendung zur Wärme- und Kältetherapie. Bewährt bei Migräne, Kopf- und Zahnschmerzen ebenso gegen Nackenverspannungen und Gelenk-, Muskel- und Nervenprobleme.

Art.-Nr.: EK 150 100x400 mm
14,90 €



Moorkissen „Spezial“

Anwendung zur Wärmetherapie. Ob Schulter, Wirbelsäule, Hüfte oder Kniegelenk – eine echte Wohltat für Muskel- und Nervensystem! Auch als Wärmekissen geeignet.

Art.-Nr.: EK 200L 530x180 mm
24,60 €



Moorkissen „Profi“

Anwendung zur Wärmetherapie. Rücken Sie den Kreuz- und Bauchschmerzen flächendeckend zu Leibe! Wohltuende, entspannende Wärme überall dort, wo es Not tut.

Art.-Nr.: EK 200B 380x250 mm
24,60 €



Natur - Moor Seife

Für alle Hauttypen geeignet. Mit hohem Anteil an Naturmoor reinigt diese Seife selbst empfindliche Haut auf sanfte Weise. Frei von Duftstoffen! Der sanfte Peelingeffekt befreit Ihre Haut schonend von abgestorbenen Hautzellen und Ablagerungen (z.B. Talg, Make-up-Resten, Umweltbelastungen).

Art.-Nr.: BNS05 Natur-Moor Seife
4,98 €



Textilbezüge

Passend zu den Moorkissen sind Naturfaser-Textilbezüge erhältlich.

Art.-Nr.: NM50 (Dental) 3,49 €
NM100 (Classic) 4,95 €
NM200L (Spezial) 7,95 €
NM200B (Profi) 7,95 €



Art.-Nr.: V902

Überreicht durch Ihre/n selbstst. Vertriebspartner/in,

Création
DIREKT



Natur - Moor - Produkte
für jeden Lebensbereich

Wärmetherapie

Unterstützt erfolgreich die Behandlung u. a. von:

- Verspannungen
- Rückenschmerzen
- Ischias, Hexenschuss, Ohrenschmerzen
- Magen- und Nierenschmerzen
- Monatsbeschwerden
- rheumatische Beschwerden

Kältetherapie

Unterstützt die Heilung bei:

- Frakturen
- Prellungen
- Quetschungen
- Insektenstichen
- akut entzündlichen Gelenkprozessen

Was ist das besondere an Natur- *Moor*-Produkten?

- einfach in der Anwendung
- Tiefenwirkung
- lange Lebensdauer
- werden von Hand verfüllt, um die wertvollen Wärmeeigenschaften des Moores nicht zu zerstören.
- enthalten Original Alteicher Naturmoor (Lausitz)
- entspricht den strengen Anforderungen Deutscher Staatsbäder



Natur- *Moor*-Produkte ...

- beruhigen, entspannen und lockern
- lindern Schmerzen
- lindern chronische Beschwerden im Bewegungsapparat
- steigern Stoffwechselprozesse
- verbessern die Durchblutung
- fördern die Funktion des Immunsystems und stimulieren so die Abwehrreaktionen
- wirken Muskelverspannungen vor

Was ist das besondere an der Moorthherapie?

- Die große Wärmekapazität und die geringe Wärmeleitfähigkeit der organischen Grundsubstanz sorgen für eine gleichmäßige und schonende Wärmeübertragung auf den Körper.
- Die Wärmeeindringzahl ist verantwortlich für unser subjektives Wärmeempfinden. Sie ist der Grund, warum man in der Sauna bei 90°C problemlos auf Holz sitzen, jedoch keine Eisenteile berühren kann. Moor und der menschliche Körper haben etwa die gleiche Wärmeeindringzahl und das erklärt die hohe Temperaturverträglichkeit des Moores im Gegensatz zu Wasser, Thermogel oder Fango. Daher kann Moor mit hohen Temperaturen angelegt werden. Moorpackungen mit einer Temperatur von 48°C werden noch als angenehm warm empfunden. Die Wärme dringt tiefer ins Körpergewebe ein und erzeugt eine gleichmäßige Überwärmung. Gerade erkrankte Körperregionen, die meist geringer durchblutet sind, führt Moor mehr Wärme zu als gesunden Bereichen und fördert dadurch die Durchblutung.
- Auch kalte Moorkissen mit einer Temperatur von 3-10°C entfalten bei akut entzündlichen Gelenkprozessen oder Traumata einen sehr gute Wirkung.



Moor hilft

Es geschah 1997. Eine schwere Knieverletzung veränderte mein Leben. Ich musste meinen Beruf aufgeben und auch meine Freizeit konnte ich nicht mehr, wie gewohnt, aktiv gestalten. Das Schlimmste jedoch waren die unerträglichen Schmerzen, die mich Tag und Nacht quälten. Tabletten und Spritzen verschafften mir kurzzeitig Linderung, bargen aber das Risiko von Nebenwirkungen.

Also suchte ich nach einer Methode, mit der ich meine Schmerzen möglichst ohne Chemie bekämpfen konnte. Am wirkungsvollsten zeigte sich wohl die älteste und bekannteste Therapieform überhaupt, die Wärmetherapie.

Schnell erkannte ich jedoch: Wärme ist nicht gleich Wärme. Je nach ihrer Quelle gibt es enorme Unterschiede in Verträglichkeit und Wirkung. Ausgesprochen angenehm und mit hervorragender Wirkung ist die Wärme, die von natürlichem unverschnittenem Moor ausgeht.

Ihr Matthias Teeg
(Entwickler der Creation Direkt
Natur- *Moor*-Produkte)